

BE Clean

Cleaning solution

Pour le lavage de l'aiguille sur Behnk Thrombolyzer series

REF 771800: CL (16 x 15 mL)

USAGE PREVU

Ce réactif est à usage professionnel en laboratoire (méthode automatisée). Il permet le lavage de l'aiguille échantillon en vue d'éviter les contaminations croisées sur Behnk Thrombolyzer series.

PRINCIPE

Cette solution lave l'aiguille échantillon entre chaque pipetage pour prévenir les contaminations croisées entre tests. La solution de lavage dissout les résidus de plasma et de réactif qui pourrait adhérer à l'aiguille. Les résidus dissous et la solution de lavage sont éliminés par rinçage à l'eau déminéralisée fraîche. Le processus de lavage se déclenche automatiquement durant le fonctionnement en routine de l'unité.

GENERALITES

L'aiguille est connectée à la seringue par le tube de pipetage. L'aiguille aspire et distribue les liquides quand le plongeur de la seringue monte ou descend. Seul l'extrémité de l'aiguille est en contact avec les liquides et est lavée par la station de lavage. L'eau de rinçage s'écoule ensuite de la station de lavage vers la poubelle « déchets liquides ».

REACTIFS

CL Clean Solution de lavage
Solution acide

Selon le règlement 1272/2008, ce réactif n'est pas classé comme dangereux.

PRECAUTIONS (1) (2)

- Consulter la FDS en vigueur disponible sur demande ou sur www.behnk.de
 - Vérifier l'intégrité des réactifs avant leur utilisation.
 - Elimination des déchets : respecter la législation en vigueur.
 - Traiter spécimen ou réactif d'origine biologique comme potentiellement infectieux. Respecter la législation en vigueur dans le pays.
- I Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif fait l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

PREPARATION DES REACTIFS

CL : Prêt à l'emploi

STABILITE ET CONSERVATION

Avant ouverture, stockés à l'abri de la lumière à 2-25 °C, le contenu est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.
Après ouverture :

- Stabilité à bords (OBS)* 6 jours

* 15-25 °C, dans le flacon d'origine ouvert

- Ne pas compléter
- Rejeter le volume restant quand l'analyseur indique « empty volume »
- Rejeter tout réactif trouble
- Ne pas utiliser les réactifs après la date de péremption.

MATERIEL COMPLEMENTAIRE

Analyseur automatique Behnk Thrombolyzer
BE Réactifs, calibrants et contrôles

CONTROLE QUALITE

- Vérifier l'intégrité des flacons avant utilisation
- Rejeter tout réactif trouble.

PROCEDURE

- Ouvrir le flacon
- Indiquer la date d'ouverture
- Le placer en position dédiée sur l'analyseur.
- A utiliser comme indiqué dans le manuel utilisateur de l'automate Behnk

PERFORMANCES

Pas de contamination croisée observée avec cette solution de lavage dans les conditions d'utilisation indiquées dans le manuel d'utilisation BEHNK Thrombolyzer system.

REFERENCES

- (1) Occupational Safety and Health Standards ; Bloodborne pathogens (29CFR1910.1030) Federal Register July 1, (1998) ; 6, p.267-280
- (2) Directive du conseil de l'Europe (90/679/CEE) J. O. de la communauté européenne n°L374 du 31.12.1990, p.1-12

| = Modifications significatives

Fabricant	Péremption	In Vitro Diagnostic	Température	Référence	Consulter la notice	numéro de lot	Stocker à l'abri de la lumière	Suffisant pour diluer avec		Eau déminéralisée	Risque biologique